

АКТИМЕД+

Поставка медицинского
оборудования
и расходных материалов



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ


РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Содержание

Дыхательные контуры одноразовые	2
Необогреваемые, реанимационные (ИВЛ)	2
Необогреваемые, анестезиологические	2
Обогреваемые взрослые	3
Обогреваемые детские	4
Обогреваемые для новорожденных	4
Дыхательные контуры многоразовые	5
Необогреваемые	5
Обогреваемые	5
Дыхательные контуры. Принадлежности	6
Камеры увлажнителя	6
Провода обогрева	7
Многоразовые провода обогрева	8
Температурные датчики	8
Многоразовые дыхательные трубки	9
Коннекторы	10
Коннекторы Y-образные	11
Коннекторы угловые	11
Коннекторы температурные	11
Одноразовые влагосборники	12
Многоразовые влагосборники	12
Тестовые легкие	12
Фильтры	13
Бактериально-вирусные	13
Теплообменные	14
Термовент (искусственный нос)	15
НЕРА	15
Воздушный фильтр для отсасывателя	15
Переходники	16
Одноразовый прямой переходник	16
Одноразовый угловой переходник	16
Многоразовый прямой переходник	18
Многоразовый угловой переходник	18
Маски для СРАР, эндоскопии	19
Мешки Амбу	20
Воздуховоды	21
Маски ларингеальные силиконовые	22
Эндотрахеальные трубки	25
Эндобронхиальные трубки	27
Кислородная терапия	29
Закрытые аспирационные системы	30
Изделия для ухода за полостью рта	32

Дыхательные контуры одноразовые


Необогреваемые, реанимационные (ИВЛ)



Артикул	Тип пациента	A	B	C	D	E	G
VA-4212-05	взрослые	150 см, 1 шт	75 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22 М, 1 шт	
VA-4212-06	взрослые	75 см, 2 шт	75 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22 М, 2 шт	
VA-4222-01	Педиатрические	60 см, 2 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	15 М, 2 шт	
VA-4222-03	Педиатрические	130 см, 1 шт	130 см, 1 шт	60 см, 1 шт	+		
VA-4222-04	Педиатрические	130 см, 1 шт	130 см, 1 шт	60 см, 1 шт	+		+
VA-4232-01	Новорожденные	60 см, 2 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	10 М, 2 шт	

Необогреваемые, анестезиологические


Гофрированные контуры



Артикул	Материал	Тип пациента	Длина трубки, м	Угловой коннектор с луер-лок портом	У-образный коннектор	Дополнительный шланг лимб, м	Мешок, л	Фильтр вирусобактериальный, шт
VA-4412	Гофрированный	Взрослые	1,8	+	+			
VA-4412-00	Гофрированный	Взрослые	1,8	+	+	0,1		
VA-4412-05	Гофрированный	Взрослые	1,8	+	+	0,1	3	
VA-4412-05F	Гофрированный	Взрослые	1,8	+	+	0,1	3	1


Необогреваемые, анестезиологические

Растяжимые дыхательные контуры



Артикул	Материал	Тип пациента	Длина трубки, м	Прямой коннектор	У-образный коннектор	Дополнительный шланг-лимба, м	Мешок, л	Фильтр вирусобактериальный, шт
VA-4512-03	Растяжимый	Взрослые	1,8, 1,2	22М,22F	22М,22М/15F		2	
VA-4512-05	Растяжимый	Взрослые	1,8	22М,22F	22М,22М/15F	1,0		
VA-4522-01	Растяжимый	Педиатрические	1,8	22М,22F	15F,15М	1,0	2	
VA-4512-03F	Растяжимый	Взрослые	1,8	22М,22F		1,0		1


Обогреваемые взрослые



Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H	Аналог
VA-4213-21	150 см, 1 шт	75 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22М, 1 шт	один	+		RT105
VA-4213-22	150 см, 1 шт	150 см, 1 шт	60 см, 1 шт	+		два	+		
VA-4213-24	150 см, 1 шт	150 см, 1 шт	60 см, 1 шт	+		два	+	+	RT200
VA-4213-25	150 см, 1 шт	75 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22М, 1 шт	один		+	RT205
VA-4213-26	150 см, 1 шт	75 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22М, 1 шт	один	+	+	RT206
VA-4213-27	150 см, 1 шт		60 см, 1 шт	+		один		+	RT202
VA-4213-29	150 см, 1 шт			+		один		+	RT308


Дыхательные контуры одноразовые

Обогреваемые детские



Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H
VA-4223-21	130 см, 1 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	15М, 1 шт	один	+	
VA-4223-22	130 см, 1 шт	130 см, 1 шт	60 см, 1 шт	+		два	+	
VA-4223-23	130 см, 1 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	15М, 1 шт	один	+	+
VA-4223-24	130 см, 1 шт	130 см, 1 шт	60 см, 1 шт	+		два	+	+


Обогреваемые для новорожденных



Артикул	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Аналог
VA-4233-21	130 см, 1 шт	60 см, 2 шт		+	60 см, 1 шт	10М, 1 шт	один	+		
VA-4233-22	130 см, 1 шт	130 см, 1 шт		+	60 см, 1 шт		два	+		
VA-4233-23	110 см, 1 шт	60 см, 2 шт	30 см, 1 шт	+	60 см, 1 шт	10М, 1 шт	один	+		RT127
VA-4233-24	110 см, 1 шт	130 см, 1 шт	30 см, 1 шт	+	60 см, 1 шт		два	+		
VA-4233-25	130 см, 1 шт	60 см, 2 шт		+	60 см, 1 шт	10М, 1 шт	один	+	+	
VA-4233-26	130 см, 1 шт	130 см, 1 шт		+	60 см, 1 шт		два	+	+	
VA-4233-27	110 см, 1 шт	60 см, 2 шт	30 см, 1 шт	+	60 см, 1 шт	10М, 1 шт	один	+	+	RT225/226
VA-4233-28	110 см, 1 шт	130 см, 1 шт	30 см, 1 шт	+	60 см, 1 шт		два	+	+	RT235/236
VA-4233-27-SLE	110 см, 1 шт	60 см, 2 шт	30 см, 1 шт	+	60 см, 1 шт	10М, 1 шт	один	+	+	SLE2000
VA-4233-28-SLE	110 см, 1 шт	130 см, 1 шт	30 см, 1 шт	+	60 см, 1 шт		два	+	+	SLE2000


Дыхательные контуры многоразовые

Необогреваемые



Артикул	Тип пациента	А	Б	В	Г	Д
VA-4012-01	Взрослые	75 см, 2 шт	75 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22М, 2 шт
VA-4012-02	Взрослые	150 см, 1 шт	75 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22М, 1 шт
VA-4012-03	Взрослые	150 см, 2 шт		60 см, 1 шт	+	
VA-4012-04	Взрослые	60 см, 2 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22М, 2 шт
VA-4012-05	Взрослые	60 см, 2 шт	60 см, 2 шт		+	22М, 2 шт
VA-4012-06	Взрослые	90 см, 2 шт	90 см, 2 шт	90 см, 1 шт	+	22М, 2 шт
VA-4022-01	Педиатрические	60 см, 2 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	15М, 1 шт
VA-4022-02	Педиатрические	130 см, 1 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	15М, 1 шт
VA-4022-03	Педиатрические	130 см, 2 шт		60 см, 1 шт	+	
VA-4032-01	Новорожденные	60 см, 2 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	10М, 2 шт
VA-4032-02	Новорожденные	130 см, 2 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	10М, 1 шт
VA-4032-03	Новорожденные	130 см, 1 шт		60 см, 1 шт	+	

Обогреваемые



Артикул	Тип пациента	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
VA-4013-01	Взрослые	150 см, 1 шт	75 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	22М, 2 шт	Один	
VA-4013-02	Взрослые	150 см, 2шт		60 см, 1 шт	+		Двойной	
VA-4023-01	Педиатрические	130 см, 1 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	15М, 1 шт	Один	
VA-4023-02	Педиатрические	130 см, 2 шт		60 см, 1 шт	+		Двойной	
VA-4033-01	Новорожденные	130 см, 1 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+	10М, 1 шт	Один	+
VA-4033-02	Новорожденные	130 см, 2 шт		60 см, 1 шт	+		Двойной	+
VA-4033-03	Новорожденные	110 см, 1 шт	130 см, 1 шт	60 см, 1 шт	+	10М, 1 шт	Двойной	
VA-4033-04	Новорожденные	110 см, 2 шт	60 см, 2 шт	60 см, 1 шт	+		Один	

Дыхательные контуры. Принадлежности

Камеры увлажнителя

Одноразовая
камера
увлажнителя
с ручным
заполнением



Одноразовая
камера увлажнителя
с автозаполнением



Артикул	VN-3140
Вход/Выход	22M / 22M
Компрессионный объем пустой камеры	325 мл
Компрессионный объем заполн. камеры	175мл
Максимальный объем заполнения	150 мл
Диаметр нагреваемой поверхности	12.2 см
Максимальный поток	180 л/мин
Сопротивление (см водного столба)	0.60 при потоке 30 л/мин
Податливость (комплаенс)	0.32 мл/см вод.ст.
Материал/тип применения	Одноразовая
Длина линии автозаполнения	130 см
Вес	125 грамм

Артикул	VN-3141
Вход/Выход	22M / 22M
Компрессионный объем пустой камеры	325 мл
Компрессионный объем заполн. камеры	175мл
Максимальный объем заполнения	150 мл
Диаметр нагреваемой поверхности	12.2 см
Максимальный поток	180 л/мин
Сопротивление (см водного столба)	0.80 при потоке 30 л/мин
Податливость (комплаенс)	0.32 мл/см вод.ст.
Материал/тип применения	Одноразовая
Длина линии автозаполнения	130 см
Вес	125 грамм

Многоразовая
камера увлажнителя



Многоразовая
камера увлажнителя



Артикул	VN-3142
Вход/Выход	22M / 22M
Компрессионный объем пустой камеры	315 мл
Компрессионный объем заполн. камеры	175мл
Максимальный объем заполнения	150 мл
Диаметр нагреваемой поверхности	12.2 см
Максимальный поток	180 л/мин
Сопротивление (см водного столба)	0.15 при потоке 30 л/мин
Податливость (комплаенс)	0.32 мл/см вод.ст.
Материал/тип применения	Полисульфон / Многоразовая
Вес	400 грамм

Артикул	VN-3145
Вход/Выход	22M / 22M
Компрессионный объем пустой камеры	420-700 мл
Компрессионный объем заполн. камеры	300 мл
Максимальный объем заполнения	12.2 см
Диаметр нагреваемой поверхности	180 л/мин
Максимальный поток	180 л/мин
Сопротивление (см водного столба)	0.60 при потоке 30 л/мин
Податливость (комплаенс)	0.60 при потоке 30 л/мин
Материал/тип применения	Полисульфон / Многоразовая
Вес	480 грамм

Провода обогрева



Артикул	HWA-730F01	HWA-730F02	HWA-730L01	HWA-730L02	HWA-730M02
Коннектор	F&P	F&P	Lemo	Lemo	Molex
Трубки	одна	две	одна	две	две
Соответствует	MR901	MR900	MR558	MR556	MR555
Вес	20 г	50 г	20 г	50 г	50 г



Артикул	HWA-730M01	HWP-2600F02	HWA-850F01	HWA-850F02	HWA-850L01
Коннектор	Molex	F&P	F&P	F&P	Lemo
Трубки	одна	две	одна	две	одна
Соответствует	MR554	MR900	MR801	MR806	MR858
Вес	20 г	50 г	20 г	50 г	20 г



Артикул	HWA-850L02	HWA-850M01	HWA-850M02
Коннектор	Lemo	Molex	Molex
Трубки	две	одна	две
Соответствует		MR859	
Вес	50 г	20 г	50 г

Дыхательные контуры. Принадлежности

Многоразовые провода обогрева



Артикул	HW-LR175	HW-LR145	HW-LR125	HW-LR115	HW-LR105
Материал	Полусифон	Полусифон	Полусифон	Полусифон	Полусифон
Коннектор	LEMO 2 Pin	LEMO 2 Pin	LEMO 2 Pin	LEMO 2 Pin	LEMO 2 Pin
Трубка	22M	22M	22M	22M	22M
Разъем	22F	22F	22F	22F	22F
Провод обогрева	180 см	150 см	130 см	120 см	110 см
Соответствует	MR507	MR751	MR510	MR754	
Вес	55 г	50 г	50 г	45 г	45 г

Температурные датчики



Артикул	HWP-73011	HWP-73013	HWP-73015	HWP-73018	HWP-85015
Тип использования	многоразовый	многоразовый	многоразовый	многоразовый	многоразовый
Длина	110 см	130 см	150 см	180 см	150 см
Соответствует	MR568	MR560	MR569	MR561	MR869
Вес	60 г	65 г	60 г	75 г	70 г

Многоразовые дыхательные трубки



Артикул	Размер	Длина	Соединение	Модель	Материал
VA-4011-30	Взрослые	30 см	22F	гладкоствольный	силикон
VA-4011-45	Взрослые	45 см	22F	гладкоствольный	силикон
VA-4011-60	Взрослые	60 см	22F	гладкоствольный	силикон
VA-4011-75	Взрослые	75 см	22F	гладкоствольный	силикон
VA-4011-90	Взрослые	90 см	22F	гладкоствольный	силикон
VA-4011-120	Взрослые	120 см	22F	гладкоствольный	силикон
VA-4011-150	Взрослые	150 см	22F	гладкоствольный	силикон
VA-4011-180	Взрослые	180 см	22F	гладкоствольный	силикон
VA-4021-15	Педиатрические	15 см	15F	гладкоствольный	силикон
VA-4021-30	Педиатрические	30 см	15F	гладкоствольный	силикон
VA-4021-45	Педиатрические	45 см	15F	гладкоствольный	силикон
VA-4021-60	Педиатрические	60 см	15F	гладкоствольный	силикон
VA-4021-130	Педиатрические	130 см	15F	гладкоствольный	силикон
VA-4031-30	Новорожденные	30 см	10F	гладкоствольный	силикон
VA-4031-60	Новорожденные	60 см	10F	гладкоствольный	силикон
VA-4031-130	Новорожденные	130 см	10F	гладкоствольный	силикон

Дыхательные контуры. Принадлежности

Коннекторы



Артикул	VD-311001	VD-311001-1	VD-311003	VD-311003-1	VD-311004
Тип использования	одноразовый	многоразовый	одноразовый	многоразовый	одноразовый
Материал изготовления	K-Resin	PSF	K-Resin	PSF	K-Resin
Соединение	15M, 15M	15M, 15M	22F, 15M	22F, 15M	22M/15F, 22M
Температурный порт	-	-	-	-	-



Артикул	VD-311001	VD-311001-1	VD-311003	VD-311003-1	VD-311004
Тип использования	одноразовый	многоразовый	одноразовый	многоразовый	одноразовый
Материал изготовления	K-Resin	PSF	K-Resin	PSF	K-Resin
Соединение	15M, 15M	15M, 15M	22F, 15M	22F, 15M	22M/15F, 22M
Температурный порт	-	-	-	-	-



Артикул	VD-311001	VD-311001-1	VD-311003	VD-311003-1	VD-311004
Тип использования	одноразовый	многоразовый	одноразовый	многоразовый	одноразовый
Материал изготовления	K-Resin	PSF	K-Resin	PSF	K-Resin
Соединение	15M, 15M	15M, 15M	22F, 15M	22F, 15M	22M/15F, 22M
Температурный порт	-	-	-	-	-



Артикул	VD-311001	VD-311001-1	VD-311003	VD-311003-1	VD-311004
Тип использования	одноразовый	многоразовый	одноразовый	многоразовый	одноразовый
Материал изготовления	K-Resin	PSF	K-Resin	PSF	K-Resin
Соединение	15M, 15M	15M, 15M	22F, 15M	22F, 15M	22M/15F, 22M
Температурный порт	-	-	-	-	-

Коннекторы Y-образные



Артикул	VD-311010-3	VD-311010-4	VD-311030	VD-313005
Модель	Взрослый	Взрослый	Взрослый	Взрослый
Материал	PP	PP	PSF	PSF
Соединение	22M/15F,22M	22M/15F,22M	22M/15F,22M	22M/15F,22M
Порт давления	-	6M	-	6M
Температурный порт	-	7.6F	-	7.6F



Артикул	VD-311110-1	VD-311006-1	VD-313007	VD-313007-1
Модель	Взрослый	Взрослый	Взрослый	Взрослый
Материал	ABS	PSF	ABS	PSF
Соединение	15F,15M	22M/15F,22M	22M/15F,22M	22M/15F,22M
Порт давления	6M	6M	6M	6M
Температурный порт	7.6F	7.6F	-	-

Коннекторы угловые



Артикул	VD-311012	VD-311015-2	VD-311016-1	VD-311016-3
Материал	PP	PSF	PSF	PP
Тип	Луер-Лок	Двойное вращение	Двойное вращение	Двойное вращение
Соединение	15M, 22M/15F	15M, 22M/15F	15M, 22M/15F	15M, 22M/15F
Другое	-	-	Порт для станции	Порт для станции

Коннекторы температурные



Артикул	VD-311017	VD-311017-1	VD-311018	VD-311018-1
Материал	ABS	PSF	ABS	PSF
Соединение	10M/7.6F/10M	10M/7.6F/10M	10F/7.6F/10M	10F/7.6F/10M

Дыхательные контуры. Принадлежности

Одноразовые влагоборники



Артикул	VD-313001	VD-313001-2	VD-313011-2	VD-313021-2
Модель	Взрослый (тип BIRD)	Взрослый (тип Fisher)	Педиатрический (тип Fisher)	Неонатальный (тип Fisher)
Материал	PC	ABS	ABS	ABS
Соединение	22M/15F	22M/15F	15M	10M
Объем	56 мл	30 мл	30 мл	30 мл
Вес	70 г	65 г	60 г	50 г

Многоразовые влагоборники



Артикул	VD-313003	VD-313003-2	VD-313013-2	VD-313023-2
Модель	Взрослый (тип BIRD)	Взрослый (тип Fisher)	Педиатрический (тип Fisher)	Неонатальный (тип Fisher)
Материал	PSF	PSF	PSF	PSF
Автоклавирование	134°C	134°C	134°C	134°C
Соединение	22M/15F	22M/15F	15M	10M
Объем	56 мл	30 мл	30 мл	30 мл
Вес	70 г	65 г	60 г	50 г



Артикул	VD-313003-1	VD-313003-4
Модель	Взрослый (тип BIRD)	Взрослый (тип Fisher)
Материал	PC	PC
Автоклавирование	121°C	121°C
Соединение	22M/15F	22M/15F
Объем	56 мл	30 мл
Вес	70 г	65 г

Тестовые легкие



Артикул	VA-8001	VA-8002
Материал	Силикон/ Полипропилен	Силикон/ Полипропилен
Макс. дыхательный объем	1000 мл	1000 мл
Автоклавирование	120°C	120°C
Сопротивление, см водного столба	20 при дыхательном объеме более 200 мл	50 при дыхательном объеме от 0 мл до 200 мл
Вес	220 гр	220 гр

Фильтры

Бактериально-вирусные



Артикул	VF-2150	VF-2151	VF-2152
Модель	Взрослый	Взрослый/детский	Педиатрический
Соединение	22F/15M, 22M/15F	22F/15M, 22M/15F	22F/15M, 22M/15F
Дыхательный объем	250-1500 мл	250-1000 мл	50-250 мл
Тип использования	Одноразовый	Одноразовый	Одноразовый
Мертвое пространство	45 мл	29 мл	13 мл
Соппротивление (см вод ст)	макс. при 60 л/мин. 2.25	макс. при 30 л/мин.1.10 макс. при 60 л/мин.2.70	макс. при 10 л/мин.0.9
Эффективность фильтрации	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%
Вес	26 г	21 г	9 г
Упаковка	400 штук (8 коробок x 50 штук)	400 штук (8 коробок x 50 штук)	810 штук (27 коробок x 30 штук)



Артикул	VF-2160	VF-2160-1
Порт	-	+
Соединение	22F/15F, 22M/15F	22F/15F, 22M/15F
Дыхательный объем	250-1500 мл	250-1500 мл
Тип использования	Одноразовый	Одноразовый
Мертвое пространство	30мл	30 мл
Соппротивление (см вод ст)	макс. при 30 л/мин. 1.30	макс. при 30 л/мин. 1.30
Эффективность фильтрации	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%
Вес	26 г	27 г
Упаковка	400 штук (8 коробок x 50 штук)	400 штук (8 коробок x 50 штук)

Фильтры

Тепловлагообменные



Артикул	VN-3100	VN-3200	VN-3300
Модель	Взрослый	Взрослый/Ребенок	Педиатрический
Соединение	22F/15M, 22M/15F	22F/15M, 22M/15F	22F/15M, 22M/15F
Дыхательный объем	250-1500 мл	250-1000 мл	50-250 мл
Мертвое пространство	45 мл	29 мл	15 мл
Соппротивление (см вод ст)	"макс. при 30 л/мин. 1.08 макс. при 60 л/мин. 2.38 макс. при 90 л/мин. 4.08"	"макс. при 30 л/мин. 1.21 макс. при 60 л/мин. 2.89 макс. при 90 л/мин. 4.35"	макс. при 10 л/мин. 1.40
Эффективность фильтрации	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%
Вес	32 г	25 г	10 г
Упаковка	400 штук (8 коробок x 50 штук)	400 штук (8 коробок x 50 штук)	810 штук (27 коробок x 30 штук)



Артикул	VN-3150	VN-3250	VN-3350
Модель	Взрослый	Взрослый/Ребенок	Педиатрический
Соединение	22F/15M, 22M/15F	22F/15M, 22M/15F	22F/15M, 22M/15F
Дыхательный объем	250-1500 мл	250-1000 мл	50-250 мл
Мертвое пространство	45 мл	29 мл	15 мл
Соппротивление (см вод ст)	"макс. при 30 л/мин. 0.84 макс. при 60 л/мин. 2.10 макс. при 90 л/мин. 3.45"	"макс. при 30 л/мин. 1.13 макс. при 60 л/мин. 2.56 макс. при 90 л/мин. 4.36"	макс. при 10 л/мин. 1.50
Эффективность фильтрации	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%
Вес	26 г	25 г	8 г
Упаковка	400 штук (8 коробок x 50 штук)	400 штук (8 коробок x 50 штук)	810 штук (27 коробок x 30 штук)

Термовент (искусственный нос)



Артикул	VH-1167	VH-1168	VH-1160	VH-1161
Модель	HME-T3 с предохранительным клапаном	HME-T4 с предохранительным клапаном	HME-T1 с кислородным портом	HME-T2
Соединение	15F	15F, 5.5мм кислородный порт	15F, 5.5мм кислородный порт	15F
Рекомендованный дыхательный объем	250-1000 мл	250-1000 мл	250-1000 мл	250-1000 мл
Тип фильтрующего материала	Microwell/ P.P.	Microwell/ P.P.	Microwell/ P.P.	Microwell/ P.P.
Мертвое пространство	12мл	12мл	17мл	12.5 мл
Сопротивление (см вод ст)	макс. при 30 л/мин. 0.4 макс. при 60 л/мин. 0.9 макс. при 90 л/мин. 1.5	макс. при 30 л/мин. 0.4 макс. при 60 л/мин. 0.9 макс. при 90 л/мин. 1.5	макс. при 30 л/мин. 0.6	макс. при 30 л/мин. 0.32 макс. при 60 л/мин. 0.81 макс. при 90 л/мин. 1.62
Вес	6,5 гр	7 гр	6,5 гр	4,5 гр

НЕРА



Артикул	VF-2170	VF-2171	VF-2172
Соединение	22F/22М	22F/22М	22F/22М
Тип использования	одноразовый	многоразовый	одноразовый
Рекомендованный дыхательный объем	250-1500 мл	250-1500 мл	250-1500 мл
Тип фильтрации	Механическая фильтрация, материал гидрофобное стекловолокно	Механическая фильтрация, материал гидрофобное стекловолокно	Механическая фильтрация, материал гидрофобное стекловолокно
Мертвое пространство	95 мл	95 мл	95 мл
Сопротивление (см вод ст)	макс. при 60 л/мин. 2.50	макс. при 60 л/мин. 2.50	макс. при 60 л/мин. 2.50
Эффективность фильтрации	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%	бакт.>99.99%, вирусн.>99.99%
Вес	57 г	64 г	58 г

Воздушный фильтр для отсасывателя

Фильтр применяется для обеззараживания
потока отсасываемого воздуха.


Имеет наименьшее сопротивление потоку
воздуха из всех применяемых фильтров.



Артикул	VF-2140
Тип использования	одноразовый
Соединение	7М/7М
Тип фильтрации	механический

Переходники

Одноразовый прямой переходник



22F, 15M

15M, 15M




15M, 15M

15M, 15M

Артикул	VA-4232
Соединение	22F, 15M
Материал	гофрированный
Длина трубки	15 см


Артикул	VA-4232-1
Соединение	15M, 15M
Материал	гофрированный
Длина трубки	15 см

Одноразовый угловой переходник




22M/15F, 15M

15M, 15M




22M/15F, 15M

15M, 22F



22M/15F, 15M

15M, 15M



22M/15F, 15M


15M, 22F

Артикул	VA-4234
Соединение	22M/15F, 15M
Материал	гофрированный
Длина трубки	15 см
Коннектор	Вращающийся коннектор без портов


Артикул	VA-4234-1
Соединение	22M/15F, 22F
Материал	гофрированный
Длина трубки	15 см
Коннектор	Вращающийся коннектор без портов

Артикул	VA-4234-2
Соединение	15M, 22M/15F
Материал	гофрированный
Длина трубки	15 см
Коннектор	Луер-Лок коннектор


Артикул	VA-4234-3
Соединение	22M/15F, 22F
Материал	гофрированный
Длина трубки	15 см
Коннектор	Луер-Лок коннектор




Артикул	VA-4234-6
Соединение	22M/15F, 15M
Материал	гладкоствольный
Длина трубки	15 см
Коннектор	Вращающийся коннектор с двумя портами




Артикул	VA-4234-7
Соединение	22M/15F, 22F
Материал	гладкоствольный
Длина трубки	15 см
Коннектор	Вращающийся коннектор с двумя портами




Артикул	VA-4235
Соединение	22M/15F, 15M
Материал	растяжимый
Длина трубки	7-15см
Коннектор	Вращающийся коннектор без портов



Артикул	VA-4235-2
Соединение	22M/15F, 15M
Материал	растяжимый
Длина трубки	7-15см
Коннектор	Луер-Лок коннектор





Артикул	VA-4235-6
Соединение	22M/15F, 15M
Материал	растяжимый
Длина трубки	7-15см
Коннектор	Вращающийся коннектор с двумя портами





Артикул	VA-4235-7
Соединение	22M/15F, 22F
Материал	растяжимый
Длина трубки	15см
Коннектор	Вращающийся коннектор с двумя портами.

Переходники

Многоразовый прямой переходник





Артикул	VA-4032
Соединение	15M/22F, 15M
Материал	Силикон
Длина трубки	15см




Артикул	VA-4032-1
Соединение	15M, 15M
Материал	Силикон
Длина трубки	15см



Многоразовый угловой переходник





Артикул	VA-4033
Соединение	15M, 22M/15F, 15M
Материал	Силикон
Длина трубки	15см



Артикул	VA-4033-1
Соединение	15M, 22M/15F, 15M/22F
Материал	Силикон
Длина трубки	15см



Артикул	VA-4033-2
Соединение	15M, 22M/15F, 15M
Материал	Силикон
Длина трубки	15см
Коннектор	вращающийся угловой



Артикул	VA-4033-3
Соединение	15M, 22M/15F, 15M/22F
Материал	Силикон
Длина трубки	15см
Коннектор	вращающийся угловой

Маски для СРАР, эндоскопии

Полнолицевые маски, вентилируемые



Артикул	VM-2001	VM-2002	VM-2003
Размер	S	M	L
Материал	Силикон/Полипропилен	Силикон/Полипропилен	Силикон/Полипропилен
Габариты	19.1x11.2x11.73см	19.3x11.2x11.8см	19.36x11.2x12.35см
Вес	130 г	135 г	140 г

Полнолицевые маски, невентилируемые



Артикул	VM-2011	VM-2012	VM-2013
Размер	S	M	L
Материал	Силикон/Полипропилен	Силикон/Полипропилен	Силикон/Полипропилен
Габариты	19.1x11.2x11.73см	19.3x11.2x11.8см	19.36x11.2x12.35см
Вес	130 г	135 г	140 г

Назальная маска, вентилируемая



Артикул	VM-3001
Размер	M
Материал	Силикон/Полипропилен
Габариты	16x9.35x9.73см
Вес	90 г

Назальная маска, невентилируемая



Артикул	VM-3011
Размер	M
Материал	Силикон/Полипропилен
Габариты	16x9.35x9.73см
Вес	90 г

Мешки АМБУ

Мешки АМБУ одноразовые



Артикул	ENT-1001-A	ENT-1003-A	ENT-1005-A
Комплектация	АМБУ для взрослых 1600 мл. Содержит: кислородная трубка 2.1 метра; резервный мешок 2500 мл (с клапаном); маска ПВХ №5, в картонной коробке.	АМБУ педиатрические 550 мл. Содержит: кислородная трубка 2.1 метра; резервный мешок 2500 мл (с клапаном); маска ПВХ №3, в картонной коробке.	АМБУ для детей 280мл. Содержит: кислородная трубка 2.1 метра; резервный мешок 600 мл (с клапаном); маска ПВХ №1, в картонной коробке.

Мешки АМБУ многоразовые



Артикул	ENT-1022-A	ENT-1024-A	ENT-1015-A
Комплектация	АМБУ для взрослых 1600 мл. Содержит: кислородная трубка 2.1 метра; резервный мешок 2700 мл (с клапаном); маска силиконовая размер №5, в пластиковом кейсе.	АМБУ педиатрические 550 мл. Содержит: кислородная трубка 2.1 метра; резервный мешок 2700 мл (с клапаном); маска силиконовая размер №3, в пластиковом кейсе.	АМБУ для детей 280мл. Содержит: кислородная трубка 2.1 метра; резервный мешок 1000 мл (с клапаном); маска силиконовая размер №1, в пластиковом кейсе.

Воздуховоды

Воздуховод по Гведелу

Воздуховоды - устройства для поддержания свободной проходимости верхних дыхательных путей. Воздуховоды по Гведелу, или ротоглоточные воздуховоды, обеспечивающие пассаж воздуха между корнем языка и задней стенкой глотки. Их введение иногда облегчается при смещении языка вниз с помощью шпателя.



Артикул	Название	Цвет	Длина, мм
PN-2009-1	Воздуховод по Гведелу №1 (40 мм)	розовый	40
PN-2009-2	Воздуховод по Гведелу №2 (50 мм)	синий	50
PN-2009-3	Воздуховод по Гведелу №3 (60 мм)	черный	60
PN-2009-4	Воздуховод по Гведелу №4 (70 мм)	белый	70
PN-2009-5	Воздуховод по Гведелу №5 (80 мм)	зеленый	80
PN-2009-6	Воздуховод по Гведелу №6 (90 мм)	желтый	90
PN-2009-7	Воздуховод по Гведелу №7 (100 мм)	красный	100
PN-2009-8	Воздуховод по Гведелу №8 (110 мм)	оранжевый	110

Маски ларингеальные силиконовые

Маска ларингеальная одноразового применения не содержит латекса и выполнена из медицинского силикона с апертурной решёткой (устройством, препятствующим обструкции просвета дыхательной трубки надгортанником).

Одноразовая

Дыхательная трубка прозрачная и гибкая, что позволяет применять маску у пациентов с любыми анатомическими особенностями.

Мягкая силиконовая манжета снижает вероятность раздражения и стимуляции рефлексогенных зон глотки, имеет герметичность соединения - до 30 см вод. ст. для достижения большей защиты голосовой щели без увеличения давления на слизистую оболочку.

Маска снабжена отдельной магистралью для раздувания манжеты с контрольным клапаном и стандартным несъемным 15 мм коннектором.



Артикул	Размер	Вес пациента, кг	Объем манжеты, мл
LMA110	1.0	0-5	4
LMA115	1.5	5-10	7
LMA120	2.0	10-20	10
LMA125	2.5	20-30	14
LMA130	3.0	30-50	20
LMA140	4.0	50-70	30
LMA150	5.0	70-100	40

Армированная одноразовая

Маска снабжена отдельной магистралью для раздувания манжеты с контрольным клапаном и стандартным 15 мм коннектором.

Дыхательная трубка усилена армированной проволоочной спиралью, что позволяет легко изогнуть и зафиксировать ее в любом положении, сохраняя при этом форму и просвет воздуховода, герметизацию воздушных путей пациента и предоставляя хирургу удобный доступ к операционному полю. Необходимая и ненарушаемая герметизация сохраняется также при транспортировке и перемещении пациента, что делает данную маску незаменимой в наборах карет скорой помощи.



Артикул	Размер	Вес пациента, кг	Объем манжеты, мл
LMA210	1.0	0-5	4
LMA215	1.5	5-10	7
LMA220	2.0	10-20	10
LMA225	2.5	20-30	14
LMA230	3.0	30-50	20
LMA240	4.0	50-70	30
LMA250	5.0	70-100	40

Двухканальная одноразовая

Маска ларингеальная силиконовая двухканальная изготовлена из медицинского силикона, имеет отдельные дыхательный и пищеварительный каналы, предназначена для оптимальной защиты дыхательных путей пациента.

Мягкая силиконовая манжета снижает вероятность раздражения и стимуляции рефлексогенных зон глотки, имеет герметичность соединения - до 30 см вод. ст. для достижения большей защиты голосовой щели без увеличения давления на слизистую оболочку.

Маска имеет устройство, препятствующее обструкции просвета дыхательной трубки надгортанником.

Маска снабжена отдельной гибкой магистралью для раздувания манжеты с контрольным клапаном, на котором указан размер.

Кончик манжеты имеет специальное устройство для улучшения герметизации в нижней части глотки, устанавливается конец-к-концу с верхним сфинктером пищевода, что снижает риск раздувания желудка.

Трубка армирована металлической спиралью, имеет антизакусыватель, ограничитель глубины введения, стандартный 15 мм коннектор для подключения к контуру аппарата ИВЛ.



Артикул	Размер	Вес пациента, кг	Объем манжеты, мл	Максимальный размер желудочного зонда
LMA310	1.0	1-5	4	8Fr
LMA315	1.5	5-10	7	10Fr
LMA320	2.0	10-20	10	10Fr
LMA325	2.5	20-30	14	10Fr
LMA330	3.0	30-50	20	14Fr
LMA340	4.0	50-70	30	14Fr
LMA350	5.0	70-100	40	14Fr

Маски ларингеальные силиконовые

Многофункциональная одноразовая

Маска ларингеальная многофункциональная одноразового применения изготовлена из медицинского силикона, имеет отдельные пищеварительный и дыхательный каналы, диаметр дыхательного канала позволяет проводить интубацию трахеи, предназначена для оптимальной защиты дыхательных путей пациента, для экстренных случаев и «трудных дыхательных путей», идеальна для использования при подозрении на повреждение спинного мозга

Мягкая силиконовая манжета снижает вероятность раздражения и стимуляции рефлексогенных зон глотки, имеет герметичность соединения - до 30 см вод. ст. для достижения большей защиты голосовой щели без увеличения давления на слизистую оболочку.

Маска имеет устройство, препятствующее обструкции просвета дыхательной трубки надгортанником.

Маска снабжена отдельной гибкой магистралью для раздувания манжеты с контрольным клапаном.

Кончик манжеты имеет специальное устройство для улучшения герметизации в нижней части глотки, устанавливается конец-к-концу с верхним сфинктером пищевода, что снижает риск раздувания желудка.

Трубка имеет антизакусыватель, ограничитель глубины введения, стандартный несъемный 15 мм коннектор для подключения к контуру аппарата ИВЛ, рентгенконтрастную полосу.



Артикул	Размер	Объем манжеты	Максимальный размер желудочного зонда	Максимальный размер эндотрахеальной трубки
LMA430	3.0	20ml	Fr14	7.0
LMA440	4.0	30ml	Fr16	7.5
LMA450	5.0	40ml	Fr16	8.0

Эндотрахеальные трубки

Предназначена для искусственной вентиляции легких при общей анестезии, интенсивной терапии и неотложных реанимационных мероприятиях

Особенности:

- Атравматичный дистальный конец с боковым отверстием по Мерфи
- Несмываемая маркировка глубины введения
- Рентгеноконтрастная линия по всей длине

Технические характеристики:


- Стерильная
- Одноразовая
- Изготовлена из имплантационно-нетоксичного ПВХ
- Манжета цилиндрической формы, большого объема низкого давления

С манжетой



Артикул	Размер, мм	Внешний d, мм
AZS-ETWC-S25	2.5	3.6
AZS-ETWC-S30	3.0	4.2
AZS-ETWC-S35	3.5	4.8
AZS-ETWC-S40	4.0	5.4
AZS-ETWC-S45	4.5	6.0
AZS-ETWC-S50	5.0	6.6
AZS-ETWC-S55	5.5	7.3
AZS-ETWC-S60	6.0	8.0
AZS-ETWC-S65	6.5	8.7
AZS-ETWC-S70	7.0	9.4
AZS-ETWC-S75	7.5	10.1
AZS-ETWC-S80	8.0	10.8
AZS-ETWC-S85	8.5	11.5
AZS-ETWC-S90	9.0	12.2
AZS-ETWC-S95	9.5	12.9
AZS-ETWC-S10	10.0	13.6


С манжетой



Артикул	Размер, мм	Внешний d, мм
AZS-ETNC-S20	2.0	3,2
AZS-ETNC-S25	2.5	3,6
AZS-ETNC-S30	3.0	4.2
AZS-ETNC-S35	3.5	4.8
AZS-ETNC-S40	4.0	5.4
AZS-ETNC-S45	4.5	6.0
AZS-ETNC-S50	5.0	6.6
AZS-ETNC-S55	5.5	7.3
AZS-ETNC-S60	6.0	8.0
AZS-ETNC-S65	6.5	8.7
AZS-ETNC-S70	7.0	9.4
AZS-ETNC-S75	7.5	10.1
AZS-ETNC-S80	8.0	10.8
AZS-ETNC-S85	8.5	11.5
AZS-ETNC-S90	9.0	12.2
AZS-ETNC-S95	9.5	12.9
AZS-ETNC-S10	10.0	13.6


Эндотрахеальные трубки

Армированная с манжетой



Артикул	Размер, мм	Внешний d, мм
AZS-ETAWC-S35	3.5	4.8
AZS-ETAWC-S40	4.0	5.4
AZS-ETAWC-S45	4.5	6.0
AZS-ETAWC-S50	5.0	6.6
AZS-ETAWC-S55	5.5	7.3
AZS-ETAWC-S60	6.0	8.0
AZS-ETAWC-S65	6.5	8.7
AZS-ETAWC-S70	7.0	9.4
AZS-ETAWC-S75	7.5	10.1
AZS-ETAWC-S80	8.0	10.8
AZS-ETAWC-S85	8.5	11.5
AZS-ETAWC-S90	9.0	12.2

Армированная без манжеты



Артикул	Размер, мм	Внешний d, мм
AZS-ETANC-S35	3.5	4.8
AZS-ETANC-S40	4.0	5.4
AZS-ETANC-S45	4.5	6.0
AZS-ETANC-S50	5.0	6.6
AZS-ETANC-S55	5.5	7.3
AZS-ETANC-S60	6.0	8.0
AZS-ETANC-S65	6.5	8.7
AZS-ETANC-S70	7.0	9.4
AZS-ETANC-S75	7.5	10.1
AZS-ETANC-S80	8.0	10.8
AZS-ETANC-S85	8.5	11.5
AZS-ETANC-S90	9.0	12.2

Эндобронхиальные трубки

Двухпросветные эндобронхиальные трубки для вентиляции одного легкого

Особенности:

Изготовлена из термопластичного медицинского нетоксичного прозрачного ПВХ-материала;

Большая трахеальная манжета низкого давления минимизирует давление на дыхательные пути;


Манжеты с цветовой кодировкой, пилотный баллон и проксимальные просветы помогают идентифицировать просветы бронхи и трахею;

Слегка изогнутый кончик способствует легкой интубации;

Уникальная S-образная форма эндобронхиальной манжеты повышает безопасность при расположении трубки в правом главном бронхе. Хорошая видимость на рентгеновском снимке через трубку.

Оборудованы стилетом для поддержания формы эндобронхиальной трубки и для облегчения проведения интубации;

Каждая двухпросветная эндобронхиальная трубка оборудована 2 катетерами для всасывания, 2 двойными адаптерами и 1 Y-образным переходником.



Артикул	Размер
Левосторонняя	
QG-L-28Fr	28
QG-L-32Fr	32
QG-L-35Fr	35
QG-L-37Fr	37
QG-L-39Fr	39
QG-L-41Fr	41
Правосторонняя	
QG-R-28Fr	28
QG-R-32Fr	32
QG-R-35Fr	35
QG-R-37Fr	37
QG-R-39Fr	39
QG-R-41Fr	41

Эндобронхиальные трубки


Эндобронхиальный блокатор

Характеристики:

- эндобронхиальный блокатор предназначены для вентиляции одного легкого (ОВЛ) при тора-кальной хирургии, с использованием эндотрахеальной трубки и фиброоптического бронхоскопа.
- Уникальный дизайн провода;
- Запатентованный проводник позволяет поднять дистальную петлю в одно нажатие и соединить эндобронхиальный блокатор с фиброоптическим бронхоскопом, который таким образом играет направляющую роль и делает эндобронхиальную блокаду быстрой и точной.
- При вентиляции одного легкого, нет необходимости в реинтубации пациента.
- Соединяется с эндотрахеальными трубками, а также с трахеотомическими трубками и ларин-гиальными масками стандартным 15 мм коннектором.
- Вращающийся перекрестный соединитель может соединяться с различными видами эндотра-хеальных трубок и анестезиологическими контурами. Это облегчает одновременную вентиля-цию, эндобронхиальную блокаду и бронхоскопию.

Преимущества по сравнению с обычной эндобронхиальной трубкой с двойным просветом:

- Выборочно блокирует бронхи: правое или левое.
- Точное размещение и простота в эксплуатации.
- Нет ограничений для положения тела во время операции.
- Может быть использовано для новорожденных и детей.



Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм
DS-60	3.0	600

Кислородная терапия

Кислородные маски

Кислородная маска используется для поддержания нормальной концентрации кислорода в крови в отделения реанимации и интенсивной терапии.

Обеспечивает подачу кислородной смеси пациентам от специальных кислородных концентраторов. Трубка соединяет лицевую маску с аппаратом и по ней осуществляется подача кислорода.

- Фиксация при помощи носового зажима и эластичной ленты
- Доставка кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6–10 л/мин
- Возможность присоединения небулайзера
- Соединительная трубка с продольными ребрами жесткости

Характеристики:

- Стерильная
- Одноразовая
- Изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ
- Длина соединительной трубки 2.1 м

Артикул	Тип пациента	Длина кислородной трубки, м	Материал
AK-D01-OM-L	Взрослые	1.8	ПВХ
AK-D01-OM-C	Педиатрические	1.8	ПВХ
AK-D01-OM-I	Детские	1.8	ПВХ



Кислородная канюля назальная

" Используется в кислородной терапии для соединения кислородного концентратора или другого источника кислорода с кислородной маской, канюлей или т.п.

Трубка изготовлена из прозрачного эластичного гипоаллергенного материала и имеет удобную длину 2,1 метра.

Кислородные трубки рекомендуются для применения в клиниках, каретах скорой помощи, детских и профилактических учреждениях, а также удобны для домашнего использования.

Легко скручивается и компактно хранится в любом удобном месте, уместается даже в кармане.

Технические характеристики:

- Материал: поливинилхлорид имплантационный
- Длина трубки: 2,1 м
- Срок годности: 5 лет
- Условия хранения: -35 - +40°C

Артикул	Тип пациента	Длина кислородной трубки, м	Материал
AK-C08-SA	Взрослые	2.1	ПВХ
AK-C08-SC	Педиатрические	2.1	ПВХ
AK-C08-SI	Детские	2.1	ПВХ



Закрытые аспирационные системы

Закрытая аспирационная система – разработана специально для многократного использования, эффективна для уменьшения развития инфекции в нижних дыхательных путях и способна снизить уровень смертности при пневмонии.

Преимущества работы с закрытой аспирационной системой:

- Улучшенный контроль защиты от инфекций
- Физиологические и психологические преимущества
- Экономия времени

Особенности / Преимущества

- Угловой адаптер предназначен для пациентов с эндотрахеальной интубацией, что обеспечивает гибкость без использования переходников. Прозрачный адаптер, позволяет отлично видеть чистоту системы. Соединяется с помощью эндотрахеальной трубки.
- Односторонний промывной / ирригационный/ порт используется для предотвращения образования закупорки, для оптимальной очистки всасывающей трубки, для увлажнения и разбавления слизи перед аспирацией.
- Водонепроницаемые конические швы используются для очистки внешней части трубки.
- Гибкий водонепроницаемый защитный полиуретановый рукав, является устойчивым устройством для защиты медицинских работников от разбрызгивания слизи или кашля пациентов.
- Мультиперфорированный катетер с нетравматическим наконечником защищает от травм.
- 2 боковых отверстия для оптимальной аспирации.
- Всасывающая трубка с метками уровня глубины позволяет контролировать процесс аспирации.
- Черная метка указывает на правильное положение наконечника трубки для промывания.
- Фиксируется с помощью винта для закрытой аспирационной системы и после аспирация регулируется с помощью кнопки (путем нажатия большим пальцем), предотвращая таким образом вероятность случайной аспирации.
- Маркировка на катетерах позволяет практикующим врачам видеть границы введения катетера.
- В наличии имеются различные размеры.



Закрытые аспирационные системы

Для эндотрахеальных трубок 24 часа

Артикул	Тип пациента	Размер аспирационного катетера	Длина трубки, см	Порт	Y-адаптер	Клапан контроля вакуума
T20711	Взрослые	10FR	54	MDI		+
T20712	Взрослые	12FR	54	MDI		+
T20713	Взрослые	14FR	54	MDI		+
T20714	Взрослые	16FR	54	MDI		+
T20030	Детские	5FR	31		2.5 мм/3.0 мм/3.5 мм	+
T20031	Детские	6FR	31		2.5 мм/3.0 мм/3.5 мм	+
T20032	Детские	8FR	31		3.0 мм/3.5 мм/4.0 мм	+

Для эндотрахеальных трубок 72 часа

Артикул	Тип пациента	Размер аспирационного катетера	Длина трубки, см	Порт	Y-адаптер	Клапан контроля вакуума
T27010E	Взрослые	10FR	56	MDI		+
T27012E	Взрослые	12FR	56	MDI		+
T27014E	Взрослые	14FR	56	MDI		+
T27016E	Взрослые	16FR	56	MDI		+
T20459	Детские	5FR	31		3.0 мм/3.5 мм/4.0 мм	+
T20460	Детские	6FR	31		2.5 мм/3.0 мм/3.5 мм	+
T20461	Детские	8FR	31		3.0 мм/3.5 мм/4.0 мм	+

Для трахеостомических трубок 24 часа

Артикул	Тип пациента	Размер аспирационного катетера	Длина трубки, см	Порт	Клапан контроля вакуума
T20723	Взрослые	10FR	34	MDI	+
T20716	Взрослые	12FR	34	MDI	+
T20717	Взрослые	14FR	34	MDI	+
T20718	Взрослые	16FR	34	MDI	+

Для трахеостомических трубок 72 часа

Артикул	Тип пациента	Размер аспирационного катетера	Длина трубки, см	Порт	Клапан контроля вакуума
T27010T	Взрослые	10FR	36	MDI	+
T27012T	Взрослые	12FR	36	MDI	+
T27014T	Взрослые	14FR	36	MDI	+
T27016T	Взрослые	16FR	36	MDI	+

Изделия для ухода за полостью рта

- Позволяют удалять слизь, налёт, бактерии и жидкость из ротовой полости;
- Простота эксплуатации и эргономичный дизайн значительно снижают риск травмы слизистых оболочек;
- В состав набора входят: тампон аспирационный с вакуум-коннектором типа «Капкон», тампон аспирационный, катетер аспирационный конфигурируемый, щётка аспирационная зубная, вакуум-коннектор типа «Капкон» и рукоятка с клапаном вакуум-контроля.

Код	P02213	P02200	P02511	P02885	P02210	P02224
Кол-во в коробке	300	400	300	300	300	300
Название	Тампон аспирационный	Тампон аспирационный с вакуум-коннектором типа «Капкон»	Катетер аспирационный конфигурируемый	Рукоятка с клапаном вакуум-контроля	Вакуум-коннектор типа «Капкон»	Щётка аспирационная зубная



Для заметок



Офис в г. Санкт-Петербург:
пр. Раевского, д. 14, к. 2, оф. 8-Н
+7 (812) 703-50-71

Офис в г. Москва:
ул. Старая Басманная, д. 14/2
+7 (495) 921-02-61
+7 (800) 201-20-33

www.медконтур.рф
www.aktimed.ru